GALA ORTODONCIE

# Léčba pomocí snímacího aparátu

Snímací aparát byl designován lékařem tak, aby bylo dosaženo zamýšleného pohybu zubů, a zhotoven Vašemu dítěti na míru ortodontickým laborantem.

**Úspěšnost léčby je zcela závislá na Vaší spolupráci.** Nedostatečná spolupráce je důvodem ukončení léčby! Účinnosti Vašeho snímacího aparátu lze dosáhnout pouze při nošení **minimálně 14 hodin za den, 7 dní v týdnu** (efektivita aparátu je v tomto případě 4 hodiny). Čím více je aparát nošen, tím je jeho účinnost pochopitelně vyšší. **U zákusu či zkříženého skusu je nezbytné zpočátku aparát nosit nonstop, a to včetně jídla** (budete instruováni lékařem, kolik hodin je ve Vašem případě nutné aparát nosit). Postup léčby je kontrolován obvykle 1× za 2–3 měsíce.

Je-li do aparátu vložen šroub, budete instruováni, jak s tímto šroubem manipulovat / otáčet. Otočením šroubu dojde ke změně velikosti aparátu – pro dítě je proto těsně po otočení obtížnější aparát do úst správně nasadit a je třeba tomuto věnovat zvýšenou pozornost. Otáčení šroubu je vhodné provádět těsně před spaním.

## NEJPRVE JE NUTNÉ SI NA APARÁT ZVYKNOUT:

- zpočátku bude docházet k větší tvorbě slin a také dojde k ovlivnění řeči. Je proto vhodné, aby si dítě na mluvení s aparátem zvyklo, nejlépe v podobě nácviku v domácím prostředí, např. čtením knihy nahlas.
- s aparátem je možné také jíst (k léčbě některých vad je to dokonce naprosto nezbytné), není však vhodné si s aparátem pohrávat jazykem – může dojít k jeho poškození.

## JAK APARÁT SPRÁVNĚ NASADIT A SEJMOUT:

- aparát je nutné nejprve nasadit na přední zuby a poté dosadit tlakem vzadu na jeho zadní část,
- aparát se vyjímá tahem za drátěné spony na zadních zubech (nikoli za drátěné prvky na předních zubech – mohly by se poškodit).

## KDY APARÁT NENOSIT:

- aparát je vhodné vyjmout z úst při hraní kontaktních her, při plavání či hraní na dechové hudební nástroje.

## PÉČE O SNÍMACÍ APARÁT:

- před vložením (ideálně po vyčištění zubů) a po vyjmutí aparátu z úst je nutné jej mechanicky očistit pomocí měkkého kartáčku a tekutého mýdla, případně pastou neobsahující abrazivní složky,
- minimálně jednou za týden je vhodné použití antibakteriální tablety (vyrábí např. Corega),
- aparát je křehký, je proto nezbytné jej skladovat v bezpečném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Jeho vůně přitahuje domácí mazlíčky – uchovávejte jej proto mimo jejich dosah.

## FAQ

**Jak dlouho bude léčba snímacím aparátem trvat?**

- Odpověď bohužel není jednoznačná; délka léčby snímacím aparátem závisí jednak na typu vady na začátku léčby a také na spolupráci pacienta. **Aparát odpovídá chrupu dítěte cca rok, maximálně rok a půl, poté je v některých případech vhodná/nezbytná jeho modifikace či zhotovení aparátu nového (dle aktuálního ceníku).**

**Je jisté, že po snímacím aparátu nebudu potřebovat již další rovnátka?**

- Není. Snímací aparát je aparát používaný v dětském věku k úpravě aktuální situace a přípravě co nejlepších podmínek pro další růst a vývoj čelistí a chrupu Vašeho dítěte. Jedná se o tzv. interceptivní léčbu. Není proto možno vyloučit nutnost léčby v pozdějším věku i jiným typem aparátu.

**„Rovnátko padá“ – čím je to způsobeno?**

- Častým nasazováním a sundáváním aparátu může dojít k rozvolnění retenčních spon. Velmi snadno spony opětovně naaktivujeme.
- Častější příčinou bývá, že aparát není v ústech nošen požadovanou dobu. Po otočení šroubu dojde ke zvětšení aparátu, na což ovšem ústa v takovém případě nedokáží zareagovat – aparát proto není možné správně dosadit a začne z úst vypadávat.

**Jaká je cena snímacího aparátu?**

- Cena je závislá na konkrétním typu aparátu a také na kategorizaci ze strany pojišťovny – konkrétní informace Vám podáme na recepci.

**ZÁRUKA:**

- Na deskový snímací aparát poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruku nelze uplatnit v případě jeho poškození nedbalým zacházením či v případě ztráty aparátu. Záruka se také nevztahuje na nutnou opravu aparátu, který nebyl nošen dle instrukcí.

V případě jakýchkoli potíží se na nás prosím ihned obraťte.